

NEC UP

Collare multimisura adulto



Collare cervicale monovalva multimisura destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Accesso per tracheotomia
- Imbottitura per aumentare il comfort
- Foro posteriore per permettere aerazione e agevolare eventuali ispezioni
- Appoggio mento regolabile su 4 altezze per adattarsi ad un elevato numero di conformazioni cervicali

Dati tecnici

Misure in altezza ottenibili	Tall – 135 mm
	Regular – 125 mm
	Short – 115 mm
	Low – 105 mm
Circonferenza collare	575 mm
Materiali	PE
Peso	120 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NEC UP - COLLARE MULTIMISURA
ADULTO

QC19100B

Classificazione CND



Y060312

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it