

## NEC UP

### Collare multimisura adulto



Collare cervicale monovalva multimisura destinato all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

#### Caratteristiche specifiche

Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
Accesso per tracheotomia
Imbottitura per aumentare il comfort
Foro posteriore per permettere aerazione e agevolare eventuali ispezioni
Appoggio mento regolabile su 4 altezze per adattarsi ad un elevato numero di conformazioni cervicali

#### Dati tecnici

Misure in altezza ottenibili	Tall – 135 mm
	Regular – 125 mm
	Short – 115 mm
	Low – 105 mm
Circonferenza collare	575 mm
Materiali	PE
Peso	120 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NEC UP - COLLARE MULTIMISURA  
ADULTO

**QC19100B**

Classificazione CND



Y060312

Rev.2 (16/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)