


REFLEX STRAPS

Sistema universal de correas reflectante para tabla espinal



Sistema de correas universal compatible con todas las tablas espinales con por lo meno 10 asas.

Características específicas

Inserciones reflectantes integradas en la textura de la tela para facilitar los procedimientos de rescate en condiciones de baja visibilidad.

4 cintas trasversales nastri trasversali 3 de los cuales son móviles para asegurar la mejor adaptación a los dispositivos en uso

Amplia gama de regulaciones gracias a los cierres strap

Datos técnicos¹

Longitudes	Min (mm)	Max (mm)
Cintas a "V"	250	520
Cinta trasversal 1	750	1350
Cinta trasversal 2	600	1250
Cinta trasversal 3	550	1110
Cinta trasversal 4	480	820
Cinta central	1200	
Materiales	Nylon	
Peso	630 ± 20 g	

¹ Le lunghezze indicate sono riferite al dispositivo installato. La lunghezza utile può variare in funzione del dispositivo sul quale il prodotto viene applicato.

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

REFLEX STRAPS - SIST. CORREAS

NEGRO C/REFLECTANTE.

ST02020A

Clasificación CND



V9099

ID de registro

99416

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it