


REFLEX STRAPS

Sistema di cinture rifrangenti universale per tavole spinali



Sistema di cinture universale compatibile con tutte le tavole spinali dotate di almeno 10 maniglie.

Caratteristiche specifiche

Inserti rifrangenti integrati nella trama del tessuto per agevolare le procedure di soccorso in condizioni di scarsa visibilità.

4 nastri trasversali di cui 3 mobili per garantire miglior adattamento ai dispositivi in uso

Ampio range di regolazioni grazie alle chiusure strap

Dati tecnici ¹

| Lunghezze | Min (mm) | Max (mm) |
|----------------------|------------|----------|
| Nastri a "V" | 250 | 520 |
| Nastro trasversale 1 | 750 | 1350 |
| Nastro trasversale 2 | 600 | 1250 |
| Nastro trasversale 3 | 550 | 1110 |
| Nastro trasversale 4 | 480 | 820 |
| Nastro centrale | 1200 | |
| Materiali | Nylon | |
| Peso | 630 ± 20 g | |

¹ Le lunghezze indicate sono riferite al dispositivo installato. La lunghezza utile può variare in funzione del dispositivo sul quale il prodotto viene applicato.

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

REFLEX STRAPS - SIST. CINTURE

NERO C/RIFRANG.

ST02020A

Classificazione CND

Identificativo registrazione



V9099

99416

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it