

RES-Q-SPLINT PLUS KIT

Steccobende a depressione



Steccobende a depressione per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permettono di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
 Chiusura rapida grazie ai sistema di nastri a strap integrati
 Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione
 Sacca di trasporto dotata di maniglie e alloggiamento per la pompa sul lato posteriore
 Pompa in dotazione caratterizzata da dimensioni ridotte ed elevata efficienza

Dati tecnici

Dimensioni Mis. S	735x640 ± 10 mm
Dimensioni Mis M	1100x695 ± 10 mm
Dimensioni Mis. L	1300x720 ± 10 mm
Dimensione sacca	700x500x250 ± 20 mm
Materiali	PVC,Al, PS
Peso del kit	3,8 ± 0,4 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT PLUS KIT -
 UNIVERSAL VACUUM SPLINTS

QM22590A

Classificazione CND



V0804

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it