

RES-Q-SPLINT PLUS

Steccobenda a depressione



Steccobenda a depressione per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

- Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
- Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati
- Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione
- Indicata per l'immobilizzazione della gamba

Dati tecnici

Dimensioni	1300x720 ± 10 mm
Materiali	PVC,Al, PS
Peso	1,05 ± 0,1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT-PLUS -
STECC.DEPRESS.UNIVERS. MIS. L
QM22591A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	102931

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it