

RES-Q-SPLINT PLUS

Steccobenda a depressione



Steccobenda a depressione per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
 Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati
 Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione
 Indicata per l'immobilizzazione del braccio

Dati tecnici

Dimensioni	1100x695 ± 10 mm
Materiali	PVC,Al, PS
Peso	0,85 ± 0,1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT-PLUS -
 STECC.DEPRESS.UNIVERS. MIS. M
QM22592A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	102926

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it