

RES-Q-SPLINT PLUS

Steccobenda a depressione



Steccobenda a depressione per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
 Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati
 Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione
 Indicata per l'immobilizzazione della caviglia

Dati tecnici

| | |
|------------|-----------------|
| Dimensioni | 735x640 ± 10 mm |
| Materiali | PVC,Al, PS |
| Peso | 0,6 ± 0,1 kg |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT-PLUS -
 STECC.DEPRESS.UNIVERS. MIS. S
QM22593A



| | |
|------------------------------|--------|
| Classificazione CND | V0804 |
| Identificativo registrazione | 102927 |

Rev.1 (22/02/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it