

## RES-Q-SPLINT KIT

Steccobende a depressione – Kit 3 misure con pompa e sacca



Steccobende a depressione per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permettono di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

### Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile

Canali separati, limitano gli spostamenti e gli accumuli del materiale di riempimento, garantendone una miglior distribuzione e rendendo più efficace l'immobilizzazione dell'arto.

Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati

Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione

Sacca di trasporto dotata di maniglie e alloggiamento per la pompa sul lato posteriore

Pompa in dotazione caratterizzata da dimensioni ridotte ed elevata efficienza

### Dati tecnici

Dimensioni Mis. S	560x460 ± 10 mm
Dimensioni Mis M	490x700 ± 10 mm
Dimensioni Mis. L	750x900 ± 10 mm
Dimensione sacca	550x410x160 ± 20 mm
Materiali	PVC, Al, PS
Peso del kit	3,16 ± 0,2 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT - KIT 3 MISURE  
C/POMPA E SACCA

QM22500A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 195244



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)