

RES-Q-SPLINT

Férula de vacío



Férula de vacío para la inmovilización de los miembros traumatizados. Permite limitar el daño y el dolor, relacionados a las fases de manipulación, en el paciente.

Características específicas

Tejido de PVC fácil de higienizar.

Los 3 canales separados limitan los desplazamientos y acumulaciones del material de relleno, asegurando una mejor distribución y haciendo más efectiva la inmovilización del miembro.

Cierre rápido gracias al sistema de correas autoadhesivas integradas.

Válvula anti-retorno caracterizada por amplios canales para producir el vacío más rápidamente.

Datos técnicos

Lado mayor	490 ± 10 mm
Lado menor	380 ± 10 mm
Largo	700 ± 10 mm
Materiales	PVC,Al, PS
Peso	630 ± 50g

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT - STECC.DEPR.

C/CANALI SEPARATI MIS.M

QM22520A

Clasificación CND V0804

Identificación de registro 102924



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it