

RES-Q-SPLINT

Steccobenda a depressione



Steccobenda a depressione per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile

I 3 canali separati, limitano gli spostamenti e gli accumuli del materiale di riempimento, garantendone una miglior distribuzione e rendendo più efficace l'immobilizzazione dell'arto.

Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati

Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione

Dati tecnici

Lato maggiore	490 ± 10 mm
Lato minore	380 ± 10 mm
Lunghezza	700 ± 10 mm
Materiali	PVC, Al, PS
Peso	630 ± 50g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT - STECC.DEPR.

C/CANALI SEPARATI MIS.M

QM22520A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 102924



Rev.0 (05/04/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it