

RES-Q-SPLINT

Férula de vacío



Férula de vacío para la inmovilización de los miembros traumatizados. Permite limitar el daño y el dolor, relacionados a las fases de manipulación, en el paciente.

Características específicas

Tejido de PVC fácil de higienizar.
Cierre rápido gracias al sistema de correas autoadhesivas integradas.
Válvula anti-retorno caracterizada por amplios canales para producir el vacío más rápidamente.

Datos técnicos

| | |
|---------------------|-----------------|
| Dimensiones | 560x460 ± 10 mm |
| Ancho parte central | 210 ± 10 mm |
| Materiales | PVC,Al, PS |
| Peso | 295 ± 50g |

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT - STECC.DEPR.

C/CANALI SEPARATI MIS.S

QM22530A

Clasificación CND



V0804

Identificación de registro

102933

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it