

## RES-Q-SPLINT

Steccobenda a depressione



Steccobenda a depressione per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

### Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile  
 Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati  
 Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione

### Dati tecnici

Dimensioni	560x460 ± 10 mm
Larghezza parte centrale	210 ± 10 mm
Materiali	PVC,Al, PS
Peso	295 ± 50g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT - STECC.DEPR.  
 C/CANALI SEPARATI MIS.S

QM22530A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 102933



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)