

RES-Q-SPLINT

Tala de vácuo



Tala de vácuo para a imobilização de membros traumatizados. Permite limitar os danos e a dor do paciente ligados às fases de movimentação.

Características específicas

Tecido em PVC fácil de limpar
 Fecho rápido graças ao sistema de correias com strap integrados
 Válvula de retenção caracterizada por passos extensos para fazer depressão mais rapidamente

Especificações Técnicas

Dimensões	560x460 ± 10 mm
Largura da parte central	210 ± 10 mm
Materiais	PVC,Al, PS
Peso	295 ± 50g

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT – Tala de vácuo com câmaras separadas tam. S

QM22530A

Classificação CND



V0804

ID de registro

102933

Rev.1 (18/07/2017)

CÓPIA NÃO CONTROLADA - revisões sucessivas estarão disponível no link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it