

EMSoft

Steccobende a depressione



Sistema di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

- Ridotti ingombri di stoccaggio
- Valvola unidirezionale
- Strato di vinile per rendere agevole la pulizia
- Elevata modellabilità
- Applicazione rapida grazie alle chiusure strap
- Pompa e borsa di trasporto incluse

Dati tecnici

	Dimensioni (mm)	Peso (g)
Misura S	750x600	585
Misura M	900x700	830
Misura L	1100x800	1130
Pompa	Ø36 x 310	500

Nota: Tolleranze sulle dimensioni ± 10mm, Tolleranze sul peso ± 40g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

EMSOFT - KIT 3 MISURE (S-M-L)
C/POMPA E SACCA
QM22707A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	195248

Rev.1 (30/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it