

EMSOFT PRO

Steccobende a depressione



Per ridurre il pericolo di abrasioni è disponibile la versione EMSOFT Pro, che si differenzia per il contenimento delle steccobende all'interno di fodere in materiale antistrappo.

Per facilitare il fissaggio e l'immobilizzazione con le steccobende, la chiusura è stata realizzata con nastro di nylon da 50 mm con gancio automatico e sistema di regolazione. Le fodere possono essere lavate per ottimizzare l'igienizzazione. La valvola saldata al foglio di PVC garantisce una tenuta stagna e, grazie a un sistema unidirezionale, evita l'incameramento d'aria dopo l'estrazione della pompa di aspirazione.

Il kit EMSOFT Pro è completo di

- steccobenda mis. S (700 x 550 mm), solo nel kit con tre misure
- steccobenda mis. M (870 x 640 mm)
- steccobenda mis. L (1060 x 735 mm)
- fodere in nylon dedicate
- pompa per aspirazione
- sacca in Ripstop

Dimensioni EMSOFT Pro Kit tre misure: 910 x 180 x h650 mm

Peso EMSOFT Pro Kit tre misure: 4,8 kg

Temperatura di utilizzo: da -10 a +40 °C

Temperatura di stoccaggio: da -10 a +50 °C

DATI TECNICI

QM22130	QMX 130 - POMPA ALLUM. PER STECC. A DEPR. C/LOGO
QM22703	SACCA PER KIT EMSOFT E EMSOFT PRO IN PVC C/SERIG.
QM22704	RACCORDO RETTIL.Ø10/11/12mm KART x EMSOFT-RES Q C.
QM22762	EMSOFT PRO - STECC.DEPR.GIALLA ANTISTRAPPO MIS.S
QM22763	EMSOFT PRO - STECC.DEPR.GIALLA ANTISTRAPPO MIS.M
QM22764	EMSOFT PRO - STECC.DEPR.GIALLA ANTISTRAPPO MIS.L

EMSOFT Pro Kit tre misure giallo

QM22761A

