

BLU SPLINT

Steccobende rigide con anima flessibile



Kit di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

- Anima flessibile modellabile
- Sistema di chiusura a strap
- Possibilità di utilizzo come ferma braccio durante le infusioni venose
- Lavabile fino a 40°C togliendo l'anima interna
- Materiali morbidi per garantire elevato comfort
- Sacca di trasporto con chiusura a zip per un rapido accesso al contenuto
- Nel kit è contenuta una steccobenda per avambraccio aggiuntiva

Accessori di serie

- JM80008A Sacca di trasporto per steccobende

⁽¹⁾Le misure riferite alla steccobenda distesa ed espresse come Lunghezza x Larghezza massima

Dati tecnici

Steccobenda	Misura ⁽¹⁾ (mm)	Peso (g)
Gamba	580x450	360
Braccio	590x280	300
Avambraccio	390x300	206
Polso	310x240	145
Gomito/caviglia	540x280	273
Materiali	Neoprene, Al, Nylon	
Peso del kit	1,45 ± 0,1 kg	
Dimensione sacca	620x310 mm	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

BLUE SPLINT - KIT STECCOBENDE 5 MISURE CON SACCA

JM80002A

Classificazione CND



V0804

Rev.0 (06/02/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it