

BLUE SPLINT

Attelle type alu forme



Les attelles Blue Splint sont des dispositifs pour l'immobilisation des membres à utiliser en cas de suspicion de blessures ou de fractures de ces derniers, dans le but d'éviter l'aggravation durant les phases pré-hospitalières.

Caractéristiques spécifiques

Armature en Ergal flexible et déformable
 Fermeture et fixation par sangles scratch
 Possibilité d'utilisation de l'attelle de bras comme support durant les prises de sangs et infusions
 Revêtue de mousse et lavable à 40 °C
 Matériaux souples pour conférer un confort au patient
 Sac de rangement avec fermeture éclair et poignée de transport

Données techniques

Attelle	Taille ⁽¹⁾ (mm)	Poids (g)
Coude/cheville	540 x 280 ± 10	273
Matériaux	Néoprène, Al, Nylon	

⁽¹⁾Les tailles des attelles sont exprimées sur les valeurs maximales

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

BLUE SPLINT - ATTELLE RIGIDE
 COUDE/CHEVILLE
 JM80007A



Classification CND	V0804
ID d'enregistrement	103030

Rev.0 (04/05/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italie Srl. Sala Baganza (PR) Italie Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it