

# BLUE SPLINT PRO

Férulas con alma flexible y cierre con enganche rápido y regulación



Para hacer aún más práctico el sistema de inmovilización, Spencer ha creado la Blue Splint Pro, un producto inédito que, gracias a su sistema de cierre rápido y su regulación, maximiza el rendimiento. Este modelo está realizado con componentes que aumentan su durabilidad, característica apreciada por quien las utiliza con frecuencia.

Bolsa de transporte en Ripstop.

Se abastecen incluso individualmente.

## Técnicas

Peso (kit)	2,1 kg
Dimensiones (kit)	680x80xh350 mm
Temp. de utilización	de -40 a +60 °C

Latex free

JM80030A Blue Splint PRO

catalogo pg. 175

