

BLU SPLINT PRO

Steccobenda rigide con anima flessibile



Sistema di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione. Ideale per l'immobilizzazione del braccio.

Caratteristiche specifiche

- Anima flessibile modellabile
- Chiusura a sgancio rapido
- Possibilità di utilizzo come ferma braccio durante le infusioni venose
- Lavabile fino a 40°C togliendo l'anima interna
- Materiali morbidi per garantire elevato comfort

Dati tecnici

Dimensioni	590x280 mm
Materiali	Neoprene, Al, Nylon
Peso	440 g

⁽¹⁾Misure riferite alla steccobenda distesa ed espresse come Lunghezza x Larghezza massima

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

BLUE SPLINT PRO - STECC.
C/AGG.RAP.BRACCIO cm 58
JM80031A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103049

Rev.0 (08/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it