

BLUE SPLINT PRO

Steccobenda rigide con anima flessibile



Sistema di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione. Ideale per l'immobilizzazione di gomito e caviglia.

Caratteristiche specifiche

- Anima flessibile modellabile
- Chiusura a sgancio rapido
- Possibilità di utilizzo come ferma braccio durante le infusioni venose
- Lavabile fino a 40°C togliendo l'anima interna
- Materiali morbidi per garantire elevato comfort

Dati tecnici

Dimensioni	540x280 mm
Materiali	Neoprene, Al, Nylon
Peso	390 g

⁽¹⁾Misure riferite alla steccobenda distesa ed espresse come Lunghezza x Larghezza massima

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

BLUE SPLINT PRO - STECC.
C/AGG.RAP.GOM./CAV. cm 54
JM80034A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103053

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it