

**URRÀ KIT**

Kit di immobilizzazione



Tutto il necessario per il trattamento di fratture e slogature in un piccolo contenitore provvisto di scomparti.

Contiene

- tre steccobende Urrà Splint di misure diverse
- un sacchetto Spencer Ice Pack ghiaccio istantaneo
- Universal forbici bottonute
- benda autoaderente flessibile bianca (10 cm x 6,3 m)
- sacca realizzata in materiale antistrappo, completa di divisori per contenere tutto l'occorrente

**DATI TECNICI**

Dimensioni	260 x 85 x h240 mm
Peso	718 g
Dimensioni Urrà	
Taglia S	220x5xh108mm
Taglia M	460x5xh108mm
Taglia L	908x5xh108mm

Urrà Kit

JM90003A

