

FIXO SPLINT

Steccobenda rigida



Steccobenda rigida per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
 Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap
 Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace
 Materiali morbidi per garantire elevato comfort

Dati tecnici

Dimensioni ⁽¹⁾	120x220x310 mm
Materiali	PVC, legno
Peso	410 g

⁽¹⁾ Larghezza x Profondità x Altezza (come da immagine)

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FIXO SPLINT - STECCOBENDA
 RIGIDA MIS. XS
QC70010A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103665

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it