

## FIXO SPLINT

### Steccobenda rigida



Steccobenda rigida per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

#### Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto  
 Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap  
 Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace  
 Materiali morbidi per garantire elevato comfort

#### Dati tecnici

Dimensioni <sup>(1)</sup>	120x230x500 mm
Materiali	PVC, legno
Peso	640 g

<sup>(1)</sup> Larghezza x Profondità x Altezza (come da immagine)

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FIXO SPLINT - STECCOBENDA  
 RIGIDA MIS. S  
**QC70020A**



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103660

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)