

## FIXO SPLINT

Attelle rigide



Attelle semi-rigide pour l'immobilisation des membres traumatisés. Il permet de limiter les dégâts et la douleur pour le patient connecté aux phases de manipulation.

### Caractéristiques spécifiques

Empreinte de stockage extrêmement réduite  
fermeture rapide grâce au système de courroie de bandes  
revêtement thermoscellés pour assurer l'assainissement efficace  
Les matériaux souples pour assurer un grand confort

### Données techniques

Dimensions (1)	150x230x730 mm
Matériels	PVC, bois
Poids	870 g

<sup>(1)</sup>Largeur x profondeur x hauteur (voir photo)

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

FIXO Splint - Splint RIGIDE MESURE

L

QC70050A

Classification CND



V0804

Enregistrement d'identité

103657

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italie Srl. Sala Baganza (PR) Italie Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)