

FIXO SPLINT

Steccobenda rigida



Steccobenda rigida per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

- Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
- Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap
- Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace
- Materiali morbidi per garantire elevato comfort

Dati tecnici

Dimensioni ⁽¹⁾	150x230x730 mm
Materiali	PVC, legno
Peso	870 g

⁽¹⁾ Larghezza x Profondità x Altezza (come da immagine)

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FIXO SPLINT - STECCOBENDA
RIGIDA MIS. L
QC70050A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103657

Rev.0 (08/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it