

## FIXO SPLINT KIT

Steccobende rigide



Steccobende rigide per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permettono di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

### Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap
Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace
Materiali morbidi per garantire elevato comfort

### Accessori di serie

QC70100A	Sacca di trasporto in PVC arancio
----------	-----------------------------------

<sup>(1)</sup> Larghezza x Profondità x Altezza (come da immagine)

### Dati tecnici

Steccobenda	Misura <sup>(1)</sup> (mm)	Peso (g)
Misura S	120x230x500	640
Misura L	150x230x730	870
Materiali	PVC, legno	
Peso del kit	2 kg	
Dimensione sacca	800x430 mm	
Peso sacca	450 g	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FIXO SPLINT SET 2 MISURE(S-L)  
STECCOBENDE C/SACCA

**QC70090A**

Classificazione CND



V0804

Identificativo registrazione

195300

Rev.1 (19/11/2014)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)