

FIXO SPLINT KIT

Férulas rígidas



Las férulas rígidas Fixo Splint están estudiadas para permitir una fácil y rápida inmovilización de las extremidades. Están fabricadas en PVC y nylon; los cierres están realizados en bandas autoadherentes, de diversos colores, para facilitar el uso. Son resistentes a los líquidos, a la sangre y a los desinfectantes. Se pueden lavar con agua y jabón. El kit Fixo Splint está compuesto por

- férula med. XS, para fracturas de brazo en niños y de antebrazo en adultos
- férula med. S, para fracturas de pierna, rodilla o tobillo en niños, y para brazo y antebrazo en adultos
- férula med. L, para fracturas de pierna, rodilla y tobillo en adulto

TECNICAS

Materiales	PVC, madera
Cierre de la férula	Strap
Medida XS	
Dimensiones	120x220x310 mm
Peso	410 g
Medida S	
Dimensiones mis. S	120x230x500 mm
Peso	640 g
Medida L	
Dimensiones mis. L	150x230x730 mm
Peso	870 g
Latex free	

QC70091A

FIXO SPLINT - KIT FÉRULAS
3 MED. (XS-S-L) C/BOLSA



COPIA NO CONTROLADA – futuras revisiones serán disponibles al enlace <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (23/09/2014)

Para verificar la corrección de las informaciones aquí indicadas y puestas al día, contactar el despacho comercial de Spencer Italia: info@spencer.it