

**COMBIMATT**

Colchón doble uso: de vacío/transporte



Finalmente hemos resuelto el problema del almacenamiento del colchón de vacío. Por un lado, el Combimatt puede ser utilizado como un colchón blando para camilla, y por el otro es un óptimo colchón de vacío con canales longitudinales.

**TECNICAS**

Dimensiones	2040x990 mm
Peso	6,4 kg
Material	PVC
Mangos	8
Lugar para tablero espinal	Si

QM22800A

COMBIMATT-  
COLCHON DE DOBLE  
USO: VACIO/TRANSP



COPIA NO CONTROLADA – futuras revisiones serán disponibles al enlace <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
www.spencer.it

Rev.0 (28/07/2014)

Para verificar la corrección de las informaciones aquí indicadas y puestas al día, contactar el despacho comercial de Spencer Italia: info@spencer.it