

# COMBIMATT

## Materasso a depressione



I materassi a depressione sono dispositivi per l'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni da trauma. Il sistema di decompressione consente differenti gradi di immobilizzazione, dalla più rigida, che favorisce un posizionamento corretto del paziente ad immobilizzazioni più morbide, che consentono di attenuare le vibrazioni a bassa frequenza tipiche dei trasporti su veicoli di soccorso.

### Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente, non assorbente ed autoestinguente

Maniglie rinforzate per offrire la massima sicurezza nella presa

Il materasso in polietilene espanso integrato, aumenta il comfort del paziente quando Combimatt viene utilizzato come materasso per barella

Possibilità di inserimento di una tavola spinale

### Accessori di serie

ST00597A STX 597 - CINTURA UN PEZZO PLASTICA

### Accessori opzionali

QM22199A Kit di Riparazione  
 QM22120A Pompa in Alluminio  
 QM22803A Combimatt – sacca di trasporto in PVC

### Dati tecnici

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Lunghezza                        | 2030 ± 10mm        |
| Larghezza                        | 990 ± 10mm         |
| Spessore a livello della valvola | 100 ± 10mm         |
| Numero di maniglie               | 8                  |
| Materiali                        | PVC, PE, Nylon, Al |
| Peso                             | 6,4 ± 0,5 kg       |
| Capacità di carico               | 150 kg             |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

COMBIMATT - MATER. DOPPIO  
 USO DEPRESS./TRASPORTO

QM22800A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 102666



Rev.1 (02/08/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)