

COMBIMATT

Materasso a depressione



I materassi a depressione sono dispositivi per l'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni da trauma. Il sistema di decompressione consente differenti gradi di immobilizzazione, dalla più rigida, che favorisce un posizionamento corretto del paziente ad immobilizzazioni più morbide, che consentono di attenuare le vibrazioni a bassa frequenza tipiche dei trasporti su veicoli di soccorso.

Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente, non assorbente ed autoestingente

Maniglie rinforzate per offrire la massima sicurezza nella presa

Il materasso in polietilene espanso integrato, aumenta il comfort del paziente quando Combimatt viene utilizzato come materasso per barella

Possibilità di inserimento di una tavola spinale

Accessori di serie

ST00597A	STX 597 - CINTURA UN PEZZO PLASTICA
QM22120A	Pompa in Alluminio
QM22803A	Combimatt – sacca di trasporto in PVC

Accessori opzionali

QM22199A	Kit di Riparazione
----------	--------------------

Dati tecnici

Lunghezza	2030 ± 10mm
Larghezza	990 ± 10mm
Spessore a livello della valvola	100 ± 10mm
Numero di maniglie	8
Materiali	PVC, PE, Nylon, Al
Peso	6,4 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

COMBIMATT - MATERASSO
C/SACC TRASP E POMPA QMX 120



QM22804A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 1229038

Rev.0 (19/01/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it