

## NEXUS

### Materasso a depressione antiretrazione



I materassi a depressione sono dispositivi per l'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni da trauma. Il sistema di decompressione consente differenti gradi di immobilizzazione, dalla più rigida, che favorisce un posizionamento corretto del paziente ad immobilizzazioni più morbide, che consentono di attenuare le vibrazioni a bassa frequenza tipiche dei trasporti su veicoli di soccorso.

#### Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente, non assorbente ed autoestingente

Maniglie rinforzate per offrire la massima sicurezza nella presa

Gli inserti rigidi incorporati nella parte inferiore del materasso, offrono maggior supporto al paziente e limitano la retrazione del materasso durante le fasi di decompressione

#### Accessori di serie

CT00507A STX 597 - CINTURA UN PEZZO PLASTICA

#### Accessori opzionali

QM22109A	Pompa in ABS a doppio effetto
QM22120A	Pompa in Alluminio
QM22170A	Sacca di trasporto materassi a depressione
QM22199A	Kit di Riparazione

#### Dati tecnici

Lunghezza	2025 ± 10mm
Larghezza	855 ± 10mm
Spessore a livello della valvola	100 ± 10mm
Numero di maniglie	8
Materiali	PVC, Legno, Nylon, Al
Peso <sup>Con cinture</sup>	5,6 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

NEXUS - MATERASSO A  
DEPRESSIONE ANTIRETRAZIONE



QM22900A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 102669

Rev.1 (29/05/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)