

NEXUS

Materasso a depressione
antiretrazione



La combinazione dei canali longitudinali e della strutturazione della parte inferiore con multistrato di legno conferisce a Nexus un'antiretrazione reale. Nexus è leggero, si ripone in poco spazio ed è realizzato con materiali ad alta resistenza. Grazie al supporto in legno, il materasso può essere trasportato da due soli soccorritori, senza compromettere la stabilizzazione del paziente. Se imbracato adeguatamente, questo sistema consente anche il trasporto del paziente in posizione inclinata. Le due camere inferiore e superiore sono realizzate con uno speciale tessuto in nylon spalmato di polivinile. La parte di sostegno inferiore è molto resistente per evitare abrasioni indesiderate e garantire una presa confortevole. La valvola on/off, realizzata in ottone cromato con portagomma incorporato, garantisce tenuta a qualunque temperatura e durata illimitata. La configurazione completa del Nexus è così composta

- tre cinture di sicurezza in nylon 50 mm
 - sacca in nylon antistrappo che ottimizza lo stoccaggio
 - pompa di aspirazione in alluminio
- Temperatura di utilizzo: da -10 a +50 °C
 Dimensioni: 2020 x 800 mm
 Peso Nexus: 4,9 kg
 Peso Nexus con pompa e sacca di trasporto: 7,7 kg
 Dimensioni sacca di trasporto: 750 x 710 mm

DATI TECNICI

Dimensioni [mm]	2020x850
Peso [Kg]	4,9
Rivestimento Superiore	Tarpaulin 600 D
Rivestimento Inferiore	Tarpaulin 1000 D
Camere Separate	Si
Materiale Interno	Polistirene in sfere
Supporto in Legno multistrato	Si
n° Maniglie Nylon	8 (4 per lato)
Valvola Unidirezionale in Alluminio	Si

QM22902	SACCA TRASPORTO PER MATERASSO NEXUS IN PVC ARANCIO
QM22901A	NEXUS - MATER.DEPR ANTIRETR. C/POMPA E SACCA TRASP.

