


## BOA BAG

### Borsa morbida galleggiante



Borsa per l'alloggiamento dei dispositivi di primo soccorso particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti che includano il soccorso in acqua.

#### Caratteristiche specifiche

- Duplice possibilità di trasporto grazie alle maniglie di trasporto e alla tracolla
- Tessuto in PVC per limitare l'infiltrazione di liquidi e agevolare la pulizia
- Apertura superiore con chiusura a zip
- Alta visibilità grazie alle bande rifrangenti
- Struttura imbottita e dimensioni generose per aumentare la galleggiabilità
- Compartimento semirigido interno estraibile rivestito in PVC sul lato esterno, imbottito internamente e con divisori con posizione regolabile grazie al fissaggio strap
- Fasce elastiche sulla patta superiore per l'alloggiamento di fiale o accessori

#### Dati tecnici

Dimensioni	460x310x300 ± 10 mm
Dimensioni comparto staccabile	380x200x210 ± 10 mm
Dimensioni apertura superiore	320x230 mm
Peso	1,95 ± 0,03 kg
Materiali	PVC, Nylon

BOA BAG - BORSA MORBIDA GALLEGGIANTE  
CB04026A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)