

CDK

Colchón de vacío fusiforme



Los colchones de vacío son dispositivos para la inmovilización del paciente sospechosos de lesiones de trauma. El sistema de descompresión permite diferentes grados de inmovilización, la más rígida, que ayuda a la colocación correcta del paciente intangibles y más suave, para mitigar las vibraciones de baja frecuencia de vehículos típicos de emergencia de transporte.

Características específicas

Tela resistente, no absorbente y autoextinguible
 Cuerda perimetral con mango suave para un transporte más fácil
 Fusiforme para mejorar la adherencia de pacientes

Accesorios opcionales

ST00593A	K Belt 3 - 3 cinturones 1 pieza con bolsa
QM22109A	Bomba en ABS doble efecto
QM22120A	Bomba en Aluminio
QM22170A	Bolsa de transp. para colchones de vacío
QM22199A	kit de reparación

Detalles técnicos

Longitud	2150 ± 30 mm
Ancho	900 ± 30 mm
Número de manijas	9
Materiales	Al, PP, PVC, Nylon
Peso	4,1 ± 0,3 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CDK COLCHON DE VACIO

QM22300A

Clasificación CND

ID de registro



V0804

102659

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it