


CDK

Matelas à dépression fuselé



Les matelas à dépression sont des dispositifs pour l'immobilisation du patient ayant des traumatismes. Le système de décompression permet différentes possibilités d'immobilisation, de la plus rigide, qui favorise un positionnement du patient à la plus souple, qui permet de minimiser les vibrations de basse fréquence que l'on retrouve lors des transports en ambulance.

Caractéristiques spécifiques

Tissu robuste, non absorbant et ignifuge
 Corde qui s'étend sur le périmètre avec des poignées souples pour simplifier le transport
 Forme fuselée pour améliorer l'adhérence au patient
 9 poignées rendent plus simple le transport et permettent d'utiliser le dispositif en différents scénarios de secours
 La compatibilité aux rayons X permet d'effectuer les diagnostics préliminaires

Accessoires

ST00593A	K BELT 3 - jeu de ceintures
QM22109A	Pompe à vide en ABS à double effet
QM22120A	Pompe à vide en aluminium
QM22170A	Sac de transport
QM22199A	Kit di réparation

Données techniques

Longueur	2150 ± 30 mm
Largeur	900 ± 30 mm
Nombre de poignées	9
Matériaux	Al, PP, PVC, Nylon
Poids	4,1 ± 0,3 kg

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE

CDK – MATELAS A DEPRESSION
 FUSELE

QM22300A

Classification CND V0804

Numéro d'inscription 102659



Rev.1 (04/12/2014)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it