

MINI MATT

Materasso a depressione pediatrico



I materassi a depressione sono dispositivi per l'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni da trauma. Il sistema di decompressione consente differenti gradi di immobilizzazione, dalla più rigida, che favorisce un posizionamento corretto del paziente ad immobilizzazioni più morbide, che consentono di attenuare le vibrazioni a bassa frequenza tipiche dei trasporti su veicoli di soccorso.

Caratteristiche specifiche

Versatile, semplice da utilizzare e igienizzare
 Maniglie di trasporto larghe e robuste
 Involucro esterno per proteggere il materassino dall'usura

Dati tecnici

Lunghezza	1300 ± 30 mm
Larghezza	600 ± 30 mm
Numero di maniglie	4
Portata	30 kg
Materiali	PVC, Nylon
Peso	2,2 ± 0,3 kg

Accessori opzionali

QM22109A	Pompa in ABS a doppio effetto
QM22199A	Kit di Riparazione

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MINI MATT - MATERASSO A
 DEPRESSIONE PEDIATRICO
QM30161A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103716

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it