

VI MATT

Materasso a depressione veterinario



Materasso a depressione per uso veterinario destinato all'immobilizzazione di animali di piccola taglia. Il dispositivo può essere anche utilizzato per offrire maggior comfort durante le medicazioni.

Caratteristiche specifiche

Tessuto robusto, non assorbente e facilmente igienizzabile
 Peso estremamente contenuto
 Valvola con sistema di sicurezza per limitare perdite di vuoto durante le fasi di applicazione

Accessori opzionali

QM22109A	QMX 109 - pompa in abs doppio effetto
QM22120A	QMX 120 - pompa vacuum in allum.
QM22125A	QMX 125 - pompa vacuum/pump allum.
QM22130A	QMX 130 - pompa allum. c/logo

Dati tecnici

Lunghezza	600 ± 30 mm
Larghezza	300 ± 30 mm
Materiali	PVC, PS
Peso	240 ± 30 g

VI MATT 2 - MATER. DEPRESS.
 VETERINARIO 60X30 cm
QM22411A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it