

VI MATT 1

Materasso a depressione veterinario



Materasso a depressione per uso veterinario destinato all'immobilizzazione di animali di media taglia. Il dispositivo può essere anche utilizzato per offrire maggior comfort durante le medicazioni.

Caratteristiche specifiche

Tessuto robusto, non assorbente e facilmente igienizzabile
 Peso estremamente contenuto
 Valvola con sistema di sicurezza per limitare perdite di vuoto durante le fasi di applicazione

Dati tecnici

Lunghezza	1200 ± 30 mm
Larghezza	600 ± 30 mm
Materiali	PVC, PS
Peso	0,85 ± 0,3 kg

Accessori opzionali

QM22109A	QMX 109 - pompa in abs doppio effetto
QM22120A	QMX 120 - pompa vacuum in allum.
QM22125A	QMX 125 - pompa vacuum/pump allum.
QM22130A	QMX 130 - pompa allum. c/logo

VI MATT 1 - MATER. DEPRESS.
 VETERINARIO 120X60 cm
QM22412A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it