

## SPENCER SPINE SPLINT

Estricatore/immobilizzatore spinale



Spencer Spine Splint è un dispositivo per estricazione e immobilizzazione spinale in situazioni di emergenza particolarmente indicato all'utilizzo in spazi ristretti.

### Caratteristiche specifiche

Sistema di cinture con riferimenti cromatici per rendere più intuitiva e rapida l'applicazione  
 Rivestimento in PVC per garantire igienizzazione efficace  
 La separazione degli elementi rigidi, permette elevata rigidità verticale e flessibilità orizzontale.  
 Completo di cuscino per la zona nucale

### Accessori di serie

Sacca di trasporto  
 CD per la formazione

<sup>(1)</sup> In corrispondenza dei ganci

### Dati tecnici

Lunghezza	850 mm
Larghezza	500 mm
Spessore massimo <sup>(1)</sup>	25 mm
Ingombro avvolto con sacca	920x250x120 mm
Materiali	PVC, Nylon, legno
Peso con sacca	3,3 kg
Portata massima	150 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER SPINE SPLINT –  
 ESTRICATORE SPINALE C/CD ROM



**SR00160A**

Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	102526

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)