

## SED

### Extricador/Inmovilizador espinal



Spencer Extrication Device es el dispositivo para la extricación y la inmovilización espinal en todas las situaciones de emergencia.

#### Características específicas

Revestimiento de PVC que aseguran el saneamiento (limpieza) eficaz

Cuenta con cinturones o correas que permiten la sujeción del paciente en la cabeza, zona torácica, abdominal e inguinal.

Este dispositivo permite que los cinturones o correas se puedan almacenar de forma fácil y segura

Los cinturones o correas son de diversos colores para hacer más intuitivo y rápido la localización.

La separación de los elementos rígidos, permite una alta rigidez vertical y flexibilidad horizontal.

Permite la realización de exámenes de diagnóstico preliminares a los rayos X

Incluye cojín para la zona de la nuca

#### Accesorios estándar

Bolsa de transporte

#### Detalles técnicos

Longitud	830 mm
Anchura	900 mm
Grosor máximo <sup>(1)</sup>	25 mm
Magnitud SED c/bolsa	850x250x120 mm
Longitud correas	74 ± 2 cm
Materiales	PVC, Nylon
Peso sin bolsa	2,60 kg
Peso con bolsa	2,85 kg
Capacidad de carga	230 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SED - SPENCER EXTRICATION  
DEVICE CON BOLSA



SR00111B

Clasificación CND V0804

ID de registro 102330

<sup>(1)</sup> en correspondencia con los ganchos o hebillas

NATO stock n° 6515-15-149-8710

Rev.7 (07/08/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)