

DAVIS

Sistema di trazione/immobilizzazione



Sistema di trazione/immobilizzazione per immobilizzare le fratture del femore e alleviare il dolore, prevenire danni ai tendini e ai tessuti vascolari e muscolari.

Caratteristiche specifiche

Struttura robusta e leggera
 4 fasce di sostegno imbottite offrono comfort maggiore e una migliore distribuzione del peso
 Fasce di immobilizzazione elastiche
 Fascia trazione imbottita e regolabile
 Morbido supporto ischiatico per aumentare la stabilità dell'arto e il comfort del paziente
 La sacca di trasporto con tasca e chiusura a strap permette uno stoccaggio agevole del dispositivo e di eventuali accessori

Dati tecnici

Lunghezza minima ⁽¹⁾	890 ± 10 mm
Lunghezza massima ⁽¹⁾	1350 ± 10 mm
Larghezza	210 mm
Larghezza base	230 mm
Larghezza zona appoggio gamba	165 mm
Lunghezza cinghia di traino	Da 0 a 500 mm
Inclinazione	10° (variabile a seconda dell'estensione)
Materiali	Acciaio, Al, Nylon
Peso	1,78 ± 0,1 kg
Dimensioni sacca	990X330
Peso sacca	520 g

⁽¹⁾ L'arto deve essere circa 15 cm più corto delle misure indicate

Accessori di serie

Sacca di trasporto

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DAVIS SISTEMA DI TRAZIONE
 ADULTO



SR01010A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 195373

Nato stock N° 6515-15-149-2408

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it