

SPENCER CONTOUR

Fermacapo universale anatomico



Dispositivo per l'immobilizzazione del capo destinato all'utilizzo con barelle cucchiaio e tavole spinali Spencer ad eccezione dei modelli pediatrici.

Caratteristiche specifiche

- Apertura per ispezione auricolare
- Cuscini del fermacapo morbidi per aumentare il comfort
- Ampie zone strap consentono un fissaggio semplice
- Fasce mento e fronte regolabili con inserti in gomma aderente per ottimizzare l'immobilizzazione
- Superfici lisce facilmente igienizzabili
- Zona imbottita centrale rimovibile per ottimizzare l'applicazione adulto o pediatrica

Dati tecnici

Dimensioni cuscino fermacapo ¹	235x130x160 mm
Dimensioni base fermacapo ²	390x260x15 mm
Peso fermacapo	1,5 ± 0,1 kg
Materiali	PU, Nylon, PVC
¹ Dimensione del singolo cuscino	
² Asole escluse	

Standard di riferimento

NA

DM marcato CE in accordo alla dir. 93/42/CE

SPENCER CONTOUR - FERMACAPO
UNIV.ANAT.GIALLO/NERO

SH00201A

Classificazione CND

Identificativo registrazione 102237



Rev.2 (30/06/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.L. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it