

## SPENCER CONTOUR

Imobilizador de cabeça universal



Dispositivo para a imobilização da cabeça destinado a ser utilizado com macas plumas e planos duros Spencer com a excepção dos modelos pediátricos.

### Especificações técnicas

Abertura para permitir a inspecção dos pavilhões auriculares  
 Almofadas do imobilizador macias para aumentar o conforto  
 Grandes zonas strap permitem uma fixação simples  
 Cintos para queixo e frente ajustáveis com inserções de borracha aderente para otimizar a imobilização  
 Superfícies lisas e fácil de limpar  
 Zona imbottita centrale rimovibile per ottimizzare l'applicazione adulto o pediatrica  
 Zona central acolchoada para otimizar a aplicação no adulto ou no pediátrico

### Padrão de referência

NA

### Dados técnicos

Dimensões almofada imobilizador de cabeça <sup>1</sup>	235x130x160 mm
Dimensões base imobilizador de cabeça <sup>2</sup>	390x260x15 mm
Peso imobilizador de cabeça	1,5 ± 0,1 kg
Materiais	PU, Nylon, PVC
<sup>1</sup> Dimensão de uma almofada <sup>2</sup> Ilhós excluídos	

DM marcado CE de acordo com a dir. 93/42 / CE

SPENCER CONTOUR –  
 IMOBILIZADOR DE CABEÇA  
 UNIVERSAL AMARELO/PRETO



SH00201A

Classificação CND

ID de registo

102237

Rev.2 (30/06/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)