

## SUPER BLACK

Fermacapo universale compatto



Dispositivo per l'immobilizzazione del capo destinato all'utilizzo con tavole spinali e cucchiaio Spencer. Può essere utilizzato assieme ad altri dispositivi di immobilizzazione SED e tutti i Collari cervicali Spencer.

### Caratteristiche specifiche

L'imbottitura della base offre elevato comfort al paziente  
 Le ampie superfici strap facilitano il posizionamento dei cuscini  
 Fascia frontale e mentoniera regolabili con zone di appoggio mento-fronte realizzate in materiale morbido e ad elevata aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione  
 Cuscini realizzati in materiale non assorbente permettono una semplice igienizzazione  
 Ampi fori per ispezione auricolare

### Dati tecnici

Dimensioni base <sup>(escluse asole)</sup>	365x260x20 mm
Dimensione singolo cuscino	255x85x160 mm
Foro ispezione auricolare	ø70 mm
Peso Base	360 ± 10g
Peso Singolo cuscino	500 ± 10g
Peso totale	1,46 ± 0,07 kg
Materiali	PE, PVC, Nylon

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SUPER BLUE - FERMACAPO UNIV.

COMPATTO NERO

SH00104C

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 161552



Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)