

SUPER

Inmovilizador de cabeza universal compacto



Dispositivo para la inmovilización de la cabeza destinado a ser utilizado con tableros espinales Spencer o camillas tijeras. Se puede utilizar junto con otros dispositivos de inmovilización como el SED y todos los collarines cervicales Spencer.

Características específicas

El relleno de la base aumenta la comodidad del paciente
 Anchas superficies de velcro hacen que el posicionamiento de las almohadas sea más fácil
 Correas frontales y para el mentón ajustables, acolchadas y suaves, de alta adherencia para optimizar la inmovilización
 Almohadas hechas de material no absorbente para un fácil saneamiento
 Agujeros de gran volumen para la inspección del oído

Datos técnicos

Dimensión base ^(incluido el ojal)	365x260x20 mm
Dimensión almohada ^(1 unidad)	255x85x160 mm
Agujero para la inspección del oído	∅70 mm
Peso base	360 ± 10g
Peso almohada	500 ± 10g
Peso total	1,46 ± 0,07 kg
Materiales	PE, PVC, Nylon

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SUPER BLUE – INMOVILIZADOR DE CABEZA COMPACTO
 SH00110C



Clasificación CND	Y060312
ID de registro	102238

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it