

SUPER

Fermacapo universale compatto



Dispositivo per l'immobilizzazione del capo destinato all'utilizzo con tavole spinali e cucchiaio Spencer. Può essere utilizzato assieme ad altri dispositivi di immobilizzazione e tutti i Collari cervicali Spencer.

Caratteristiche specifiche

- L'imbottitura della base offre elevato comfort al paziente
- Le ampie superfici strap facilitano il posizionamento dei cuscini
- Fascia frontale e mentoniera regolabili con zone di appoggio mento-fronte realizzate in materiale morbido e ad elevata aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione
- Cuscini realizzati in materiale non assorbente permettono una semplice igienizzazione
- Ampi fori per ispezione auricolare

Dati tecnici

Dimensioni base ^(escluse asole)	365x260x20 mm
Dimensione singolo cuscino	255x85x160 mm
Foro ispezione auricolare	ø70 mm
Peso Base	360 ± 10g
Peso Singolo cuscino	500 ± 10g
Peso totale	1,46 ± 0,07 kg
Materiali	PE, PVC, Nylon

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SUPER – FERMACAPO UNIVERSALE
COMPATTO BLU

SH00110C

Classificazione CND Y060312

Identificativo registrazione 102238



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it