

FXA PRO

Inmovilizador de tobillos universal anatómico



El FXA Pro es un accesorio universal para la inmovilización de los tobillos. puede ser utilizado con eficacia sobre tableros espinales y sobre otros tipos de camillas

Características específicas

La forma envolvente del área de soporte lo hace imperceptible para el paciente

Banda de correa ajustable para fijar a la mesa espinal y para la inmovilización de los tobillos

La correa se puede quitar, por lo que es muy fácil limpiar el dispositivo.

Robusto y ligero

Datos técnicos

Dimensiones	290x160x80 ± 5mm
Materiaes	PE, Nylon
Peso	350 ± 10g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

FXA PRO - INMOV. DE TOBILLOS
UNIV. ANATÓMICO

SH00151A

Clasificación CND



V0899

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it