

FXA PRO

Immobilisateur de chevilles anatomique



Dispositif conçu pour l'immobilisation des chevilles compatible avec tout type de plan dur vertébral Spencer.

Caractéristiques spécifiques

- La forme anatomique du dispositif le rend imperceptible au patient
- Sangle unique et réglable pour solidarisation au plan dur et pour l'immobilisation des chevilles
- La sangle peut s'enlever du dispositif pour simplifier les opérations de nettoyage
- Extrêmement robuste et léger

Données techniques

Dimensions	290x160x80 ± 5mm
Matériaux	PE, Nylon
Poids	350 ± 10g

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

FXA PRO – IMMOBILISATEUR DE
CHEVILLES ANATOMIQUE
SH00151A



Classification CND	V0899
Identifiant d'enregistrement	195166

Rev.2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it