

FXA PRO

Fermacaviglie universale anatomico



Dispositivo per l'immobilizzazione delle caviglie utilizzabile con tutte le tavole spinali Spencer.

Caratteristiche specifiche

La forma avvolgente della zona di appoggio lo rende impercettibile per il paziente

Fascia strap regolabile per il fissaggio alla tavola spinale e per l'immobilizzazione delle caviglie

La fascia può essere rimossa rendendo semplicissime le operazioni di pulizia del dispositivo.

Estremamente robusto e leggero

Dati tecnici

Dimensioni	290x160x80 ± 5mm
Materiali	PE, Nylon
Peso	350 ± 10g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FXA PRO - FERMACAVIGLIE
UNIVERSALE ANATOMICO

SH00151A

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 195166



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it